

DAS REGIONALPORTAL

Sie befinden sich hier: [Home](#) | [News](#) | [Hirschmann erhält Pittcon Today Excellence Award in Gold](#)

HIRSCHMANN ERHÄLT PITTCON TODAY EXCELLENCE AWARD IN GOLD

Der opus® dispenser von Hirschmann Laborgeräte erhielt anlässlich der Pittcon 2017 in Chicago, USA den Pittcon Today Excellence Award in Gold in der Kategorie \$ 10-100 Millionen verliehen.

Die Pittcon ist eine der führenden jährlichen Messen für Laborwissenschaften. Ein ausgesuchter Expertenkreis aus Wissenschaft und Fachpresse beurteilte auf der diesjährigen Pittcon die ausgestellten Produkte hinsichtlich ihrer Erfindungsgabe und Kreativität.

Die Jury verlieh dem opus® dispenser zum motorbetriebenen Dosieren den Gold-Award weil das Gerät die Nische zwischen manuellen Dispensern und high-tech Pumpsystemen füllt. Der Flaschenaufsatz-Dispenser ermöglicht das Dosieren ab 10µl bis 500 ml mit einer Auflösung bis zur dritten Dezimalstelle. Die Einbindung in automatisierte Abläufe und Serierendosierungen bis zu 9.999 Mal sind möglich. Durch das hervorragende und bereits mehrfach preisgekrönte Design und die durchdachte Funktionalität bietet das Gerät zudem ein ergonomisch optimiertes Handling.

Text- und Bildquelle: Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG, Inge Peters vom 10.05.2017

[< zurück zu Details](#)

Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH | Weipertstraße 8-10 | 74076 Heilbronn | Telefon 0049 - 7131-7669-860

BILDERGALERIE

