



**Leistungsfähiges Basismodel**

**Präzises mehrkanaliges Fördern kleiner Fördermengen**

**Platzsparend durch kleine Standfläche**

Am Pumpenantrieb programmierbar

rotarus® smart  
Jubiläums-Set

<b>rotarus® smart 30 inkl. MKF 4-8</b>	Bestell Nr. 950 11 39 51
<b>Eigenschaften</b>	
Fließratenbereich*	0,036 - 82,1 ml/min
Pumpenkopf fest montiert	MKF 4-8
Anzahl Kanäle	4
Mögliche Schlauchdurchmesser	0,19 mm - 2,79 mm
Verwendbare Schläuche	2-Stopper-Schläuche
Drehzahlbereich	10 - 350 1/min
Bedienung	TFT touchscreen
Pumprichtungswechsel	Ja
<b>Betriebsarten</b>	
Pumpen nach Drehzahl	Ja
Drehzahlregelung	Lastunabhängig
Drehzahleinstellung	TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min	0,1
<b>Sonderfunktionen</b>	
Konfigurierbar	über Menü
Stapelbar	Ja
<b>Schnittstellen</b>	
Digital-Eingang	Start/Stop ; Drehrichtung
<b>Allgemeine Daten</b>	
Gehäuse	Schwarz pulverbeschichtet
Dauerbetrieb	Ja
Motorleistung	30 Watt
Motortyp	DC-Getriebemotor
Max. Leistungsaufnahme	100 VA
Netzanschluss	100-240 VAC ; 50-60 Hz
Schutzklasse	IP43
Normen	CE
Tiefe/Breite/Höhe in mm	315/130/224
Gewicht	6,0 kg

\*Bei den angegebenen Fließraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughöhe und freiem Auslauf ermittelt wurden.