

Robuster, zuverlässiger Einkanal-Pumpenkopf für vielseitige Anwendungen in Labor und Industrie


Einsetzbar* bei:

rotarus® smart	Serie 30 und 40
rotarus® standard	Serie 50 und 100
rotarus® flow	Serie 50 und 100
rotarus® volume	Serie 50 und 100


PK 10-24

rotarus® PK 10-24	Bestell Nr. 951 10 20 21
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> Aufklappbares Schlauchbett Einfaches Einlegen des Schlauches Automatische Schlauchfixierung Konkaves Schlauchbett und konvexe Rollen verlängern die Lebensdauer des Schlauches Zellschonend Für höher viskose Medien
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> Einkanal Kaskadierbar 3 Rollen aus Edelstahl Für Schläuche mit 2,4 mm Wandstärke Für Schläuche mit Innendurchmesser 4,8 mm - 9,5 mm
Gehäuse	Aluminium eloxiert
Maße (L / B / H in mm)	75 / 130 / 110
Gewicht	1,58 kg
Drehzahlbereich	0,2 - 500 1/min
Kopf- und Schlauchererkennung per RFID	Ja
Sicherheit	Überwachung Schlauchbett offen/geschlossen
Fließratenbereich**	
Serie 30	33 - 3800 ml/min
Serie 40	10 - 2300 ml/min
Serie 50	0,66 - 1100 ml/min
Serie 100	17 - 5200 ml/min


Fließraten in Kombination mit Serie 30




Fließraten in Kombination mit Serie 40



Fließraten in Kombination mit Serie 50



Fließraten in Kombination mit Serie 100



*Große Ansaughöhen, große Förderhöhen / Förderdrücke, hohe Viskositäten, hohe Partikelbelastungen bedingen einer Applikationsberatung.

**Bei den angegebenen Fließraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughöhe und freiem Auslauf ermittelt wurden.