



**Leistungsfähiges Basismodel**

**Kraftvolles Fördern auch Viskoser Medien durch genügend Power**

**Platzsparend durch kleine Standfläche**

Am Pumpenantrieb programmierbar

rotarus® smart

rotarus® smart 40	Bestell Nr. 950 12 32
<b>Eigenschaften</b>	
Fließratenbereich*	0,0022 - 3000 ml/min
Pumpenkopf wechselbar	Ja
Anzahl Kanäle	1-12 (je nach verwendetem Pumpenkopftyp)
Drehzahlbereich	3 - 200 1/min
Bedienung	TFT touchscreen
Programmspeicher	Nein
Pumprichtungswechsel	Ja
<b>Betriebsarten</b>	
Pumpen nach Drehzahl	Ja
Drehzahlregelung	Lastunabhängig
Drehzahleinstellung	TFT touchscreen
Drehzahleinstellung (Schritte) 1/min	0,1
<b>Sonderfunktionen</b>	
Konfigurierbar	über Menü
Stapelbar	Ja
<b>Schnittstellen</b>	
Digital-Eingang	Start/Stop ; Drehrichtung
<b>Allgemeine Daten</b>	
Gehäuse	weiß pulverbeschichtet
Dauerbetrieb	Ja
Motorleistung	40 Watt
Motortyp	DC-Getriebemotor
Max. Leistungsaufnahme	100 VA
Netzanschluss	100-240 VAC ; 50-60 Hz
Schutzklasse	IP43
Normen	CE
Tiefe/Breite/Höhe in mm	225/83/220
Gewicht in kg	4,7

\*Bei den angegebenen Fließraten handelt es sich um Richtwerte, die mit Wasser bei 0 m Ansaughöhe und freiem Auslauf ermittelt wurden.